

COLPOFIX®

SUMUTETTAVA EMÄTINGEELI
10 APPLIKAATTORIA

KÄYTTÖAIHEET

Ennaltaehkäisee ja hoitaa papilloomaviruksen (HPV) aiheuttamia kohdunkaulan muutoksia ylläpitämällä kohdunkaulan ja emättimen limakalvon fysiologista tilaa.

TIEDOT

Colpofix® on innovatiivinen valmiste sekä koostumuksensa että käyttötapsansa ansiosta. Puolijähmeä geeli muuttuu annosteltaessa nesteeksi ja annostelun jälkeen takaisin geeliksi. Ainutlaatuisen ergonomisen applikaattorin avulla valmiste voidaan annostella tasaisesti ja tehokkaasti suoraan kohdunkaulan ja emättimen limakalvolle ilman valumista. Colpofix® sisältää vaikuttavina aineina polykarbofiiliä ja natriumkarboksimeetylibeetaaglukaania.

Colpofix® on tehokas erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin useiden vaikutusmekanismien ansiosta:

- Muodostamaan kohdunkaulan ja emättimen limakalvolle suojaavan kalvon, joka kiinnittyy limakalvoon ja suojaa sitä vieraiden mikrobien haitallisilta vaikutuksilta.
- Edistämään solujen uusiutumista ja kohdunkaulan muutosten paranemista kosteuttamalla ja ylläpitämällä kohdunkaulan ja emättimen limakalvon fysiologista tilaa.
- Ylläpitämään ja korjaamaan emättimen normaaliflooraa pH:n säätelyn ja prebioottisen vaikutuksen ansiosta.

KOOSTUMUS

Vesi, sorbitoli, natriumkarboksimeetylibeetaaglukaani, polykarbofiili, imidatsolidinyyliurea, natriumdehydroasetaatti.

VAROITUKSET

Geelin väri voi vaihdella sen sisältämien luonnollisten ainesosien vaihtelun vuoksi. Tällä ei ole vaikutusta tuotteen laatuun. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi emättimen alueella. Tuotetta ei saa niellä. Jos olet raskaana tai saatat olla raskaana tai jos käytät samanaikaisesti paikallista gynekologista lääkettä, kysy neuvoa hoitavalta lääkäriltä. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Tuotetta ei saa säilyttää lasten näkyvillä tai ulottuvilla. Kaikkien paikallisesti käytettävien tuotteiden tavoin myös tämän tuotteen pitkittynyt käyttö voi aiheuttaa paikallista herkistymistä tai ärsytystä. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Älä käytä tuotetta, jos tuotepakkaus tai applikaattori on vioittunut ensimmäistä kertaa avattaessa. Noudata tuotteen käyttöohjeita. Applikaattori on kertakäyttöinen, eikä sitä saa käyttää uudelleen.

SÄILYTYS

Säilytä valolta ja kuumuudelta suojattuna kuivassa paikassa. Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee ehjässä pakkauksessa olevaa, asianmukaisesti säilytettyä tuotetta.

KÄYTTÖOHJEET

Älä ravista tuotetta ennen käyttöä.

Ota esiin yksi emätinapplikaattori ja poista sen suojakääre. Avaa pullon korkki. Aseta applikaattori pullon suuttimeen. Paina annostelupainiketta, kunnes tuotetta alkaa tulla. Asetu selinmakuulle ja koukista polvet. Aseta applikaattori syvälle emättimeen ja annostele viisi suihkausta samalla käyttökerralla. Hävitä applikaattori käytön jälkeen. Sulje pullon korkki.



ANNOSTUS

Suosittelu annostus on yksi käyttökerta (5 suihkausta) kerran päivässä 10 päivän ajan iltaisin ennen nukkumaanmenoa. Hoito uusitaan lääkärin/hoitajan ohjeen mukaan. 1 pullo riittää 10 päivän hoitoon.

HAITTAVAIKUTUKSET

Älä käytä tuotetta, jos tuote tai jokin sen ainesosista aiheuttaa yliherkkyysoireita. Tuotetta testattaessa ei ole tähän mennessä ilmennyt herkistymistä tai muita haittavaikutuksia. Jos käytöstä aiheutuu jatkuvaa haittaa, ota yhteyttä lääkäriin.

PAKKAUS

Pakkaus sisältää yhden 20 ml pullon ja 10 yksittäispakattua kertakäyttöistä applikaattoria.

Jokainen applikaattori on kertakäyttöinen. Hajusteeton.

Colpofix® on direktiivin 93/42/ETY ja sen myöhempien päivitysten mukainen lääkinällinen laite (luokka IIa).

Tuotetta ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömän tuotteen voi hävittää palauttamalla apteekkiin.

Näin menetellen suojelet luontoa.

Viimeisin tarkistusajankohta: toukokuu 2022



18185/2302



Uriach Italy, S.r.l. A SOCIO UNICO
Assago Milanofiori, Str. 1, Palazzo F6 - 20057 Assago (MI)

stragen

Jakelija
Stragen Finland Oy
Jaakonkatu 3 B 7. kerros
00100 Helsinki

COLPOFIX®

VAGINALGEL SPRAY
10 APPLIKATORER

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Förhindrar och behandlar förändringar i livmoderhalsen orsakade av papillomvirus (HPV) genom att bibehålla det fysiologiska tillståndet i livmoderhalsens och slidans slemhinna.

INFORMATION

Colpofix® är ett innovativt preparat, både på grund av sin sammansättning och sitt användningssätt. Den halvfasta gelen blir vätska vid applicering och återigen gel efter appliceringen. Med hjälp av den unika ergonomiska applikatorn kan preparatet appliceras jämnt och effektivt på livmoderhalsens och slidans slemhinna utan avrinning.

Colpofix® innehåller som funktionella ämnen polykarbofil och natriumkarboximetylbeta-glukan.

Colpofix® är effektiv särskilt för följande användningsområden genom flera verkningmekanismer:

- Bildar en skyddande film på livmoderhalsens och slidans slemhinna som genom att fästa på slemhinnan skyddar den skadliga effekter av främmande bakterier.
- Främjar cellregeneration och återhämtning av förändringar i livmoderhalsen genom att fuktgeva och bibehålla det fysiologiska tillståndet i livmoderhalsens och slidans slemhinna.
- Upprätthåller och återställer normalfloran i slidan tack vare pH-regleringen och genom en prebiotisk effekt.

SAMMANSÄTTNING

Vatten, sorbitol, natriumkarboximetylbeta-glukan, polykarbofil, imidazolidinylurea, natriumdehydroacetat.

VARNINGAR

Gelens färg kan variera beroende på variationer i de naturliga ingredienserna som används. Detta påverkar inte produktens kvalitet. Produkten är avsedd för vaginal användning. Svälj inte produkten. Om du är gravid eller kan vara gravid och vid eventuell samtidig lokal läkemedelsbehandling bör produkten endast användas på inrådan av behandlande läkare. Produkten är inte avsedd för användning till barn. Förvara produkten utom syn- och räckhåll för barn. Långvarig användning av produkten kan, så som alla andra produkter för lokal behandling, orsaka lokal irritation eller ökad känslighet. I så fall ska du avbryta behandlingen och kontakta behandlande läkare. Använd inte produkten om förpackningen eller applikatorn är skadad när den öppnas första gången. Använd produkten i enlighet med bruksanvisningen. Applikatorn är för engångsbruk och ska inte återanvändas.

FÖRVARING

Förvara på en torr plats, skyddad mot ljus och värme. Angivet utgångsdatum gäller en oskadad och korrekt förvarad produkt.

BRUKSANVISNING

Omskakas inte före användning.

Ta ut en vaginalapplikator ur skyddshöljet. Ta av flaskkorken. Sätt in applikatorn i flaskans munstycke. Aktivera doseringen genom att trycka några gånger på vakuumdoseraren tills produkten blir synlig. För in applikatorn djupt i slidan när du ligger på rygg med böjda knän. Gör 5 sprayningar per användning. Kassera applikatorn efter användning. Förslut flaskan med korken.



DOSERING

Rekommenderad användning: en applicering (5 sprayningar) dagligen, på kvällen innan läggdags i 10 dagar. Behandlingen upprepas enligt läkarens/sjuksköterskans anvisningar. En flaska räcker för 10 dagars behandling.

BIVERKNINGAR

Använd inte produkten vid överkänslighet mot något av produktens innehållsämnen. Tester som hittills har utförts på produkten har inte visat någon ökad känslighet eller andra biverkningar. Vid långvarigt obehag på grund av användningen, kontakta läkare.

FÖRPACKNING

Förpackningen innehåller en 20 ml flaska och 10 individuellt förpackade engångsapplikatorer.

Varje applikator är för engångsbruk. Utan parfym.

Colpofix® klassificeras som medicinteknisk produkt (klass IIa) enlighet med bestämmelserna i direktiv 93/42/EEG och efterföljande uppdateringar.

Produkten bör inte slängas i avloppssystemet eller kasseras i hushållsavfall. Oanvänd produkt kan lämnas på apoteket för kassering.

Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Datum för senaste revidering: maj 2022



Uriach Italy, S.r.l. A SOCIO UNICO
Assago Milanofiori, Str. 1, Palazzo F6 - 20057 Assago (MI)

stragen

Distributör:
Stragen Finland Oy
Jaakonkatu 3 B 7:e våning
00100 Helsingfors

18185/2302

F26189